


Το Tonistry PxW είναι ένα συμπλήρωμα που χορηγείται μέσω του συστήματος νερού και έλκει τα χοιρίδια στις ποτίστρες και βελτιστοποιεί την ενυδάτωση στον απογαλακτισμό. Με τα βιοενεργά του συστατικά που ενισχύουν το πεπτικό σύστημα, το Tonistry PxW ενισχύει την ανάπτυξη και την υγεία των χοιριδίων κατά τον απογαλακτισμό.



**tonistry.com**

## Tonistry PxW WeanBetter


Τα βασικά βιοενεργά συστατικά του Tonistry μέσω του συστήματος υδροδότησης



Προσφέρετε στα απογαλακτισθέντα σας χοιρίδια ένα άρτιο ξεκίνημα

### ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΤΟΥ TONISITY PxW

### ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ



### ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ TONISITY PxW

**Υψηλή δόση την πρώτη ημέρα =**  
Γρήγορη κατανάλωση

**Σταδιακή μείωση**  
=ομαλή μετάβαση σε σκέτο νερό

Πλήρης δόση (0.2%)    Μισή δόση (0.1%)    ¼ δόσης (0.05%)

| ΗΜΕΡΑ 1 | ΗΜΕΡΑ 2   | ΗΜΕΡΑ 3   |
|---------|-----------|-----------|
| ΗΜΕΡΑ 1 | ΗΜΕΡΑ 2-3 | ΗΜΕΡΑ 4-5 |

**Πρωτόκολλο 3 ημερών για**


Σύντομες μεταφορές  
Μειωμένο μικροβιακό φορτίο  
**VS**

**Πρωτόκολλο 5 ημερών για**

Μεγάλης διάρκειας μετακινήσεις  
Αυξημένο μικροβιακό φορτίο

**1kg Tonistry PxW επαρκεί για 200-300 χοιρίδια στο πρωτόκολλο 5 ημερών**

## Άμεση και συνεχής ενυδάτωση στον απογαλακτισμό



1.7 φορές  
καλύτερη  
πρόσληψη νερού  
τις 5 πρώτες  
ημέρες του  
απογαλακτισμού



Meta-analysis 2020.06-TON-META-PxW (\*P<0.01; 7 studies; N=31,861 pigs)

3.6%

2.3%

36% λιγότερες  
απώλειες στον  
απογαλακτισμό

Meta-analysis 2020.06-TON-META-PxW  
(\*P<0.0001; 3 studies; N=15,286 pigs)

## 18% λιγότερα λιποβαρή



Meta-analysis 2020.06-TON-META-PxW  
(\*P<0.0001; 4 studies; N=17,070 pigs)

## 300 γρ. βαρύτερα στον τοκετό σε σύγκριση με ηλεκτρολύτη ανταγωνιστή



Study 20-047 (\*P=0.17; N=5,665 pigs)

## Το Tonisity PxM είναι συμβατό με άλλα προϊόντα που χορηγούνται στο νερό



Studies 20-026, 20-035, 20-008 (\*P<0.01; N=5,962 pigs)

\*For best compatibility, waterline antibiotics should be administered using a separate medicator pump

Ταχύτερη  
ανάρρωση και  
μικρότερη  
θνησιμότητα/  
λιποβαρή σε  
γουρουνάκια με  
PRRS ή PED



Study 20-038 (\*P<0.0001; N=7,772 pigs)



Το Tonisity PxW ενδείκνυται για χρήση πριν, κατά και μετά τις μετακινήσεις των χοίρων όλων των ηλικιών, ειδικά για τα ζώα υψηλής γενετικής αξίας

Για επιπλέον πληροφορίες : Τηλ. 6972329757 E: [info@tonisity.com](mailto:info@tonisity.com) W: [tonisity.com](http://tonisity.com)